


腸道篩查檢測包使用說明

您需要...

可以接大便的東西, 如乾淨的舊容器



檢測包(附帶)



筆




或廁紙。


非常重要

檢查列印的您的詳細資料是否正確。將取樣日期寫在檢測包上, 否則我們可能無法進行檢測。

1




2



在馬桶裡放一個容器或廁紙來接大便。不要讓大便接觸馬桶邊或水。

3




擰開試管蓋, 取出檢測棒。

4



將檢測棒的一端浸入大便中。只填滿末端的兩個小凹槽, 不要填得太滿。

5



把檢測棒放回試管裡。擰回蓋子, 密封試管。

6



如果你使用的是容器, 請將其裝入塑膠袋並丟棄到室外的垃圾桶中。記得洗手。

7



完成後, 將檢測包放入提供的軟墊信封中, 密封信封並儘快郵寄。

免費幫助熱線: 0800 015 2514

(Relay UK 18001 0800 015 2514 為失聰或語言障礙人士提供服務)

如果你有任何疑問, 或需要更換檢測包或信封, 請聯繫幫助熱線。請不要聯繫您的GP診所更換檢測包或退回篩查物, 因為他們不能提供或接受這些檢測。

若想得到本宣傳冊其他語言或格式的版本, 請訪問 pha.site/bowel-screening-test-kit-instructions

